


Shorties a Midis jsou v zubní technice synonymem pro vysokou kvalitu a výhodnou cenu! Když musí být mostní konstrukce opracovány kvalitně a rychle, jsou uživatelé osvědčených sérií frézek z karbidu s malými pracovními částmi Shorties a Midis mazaní jako lišky. I v těch nejhůř přístupných místech si uživatel vybere z rozsáhlého programu správný tvar a velikost. Pro různé materiály a různé povrchy máme k dispozici 7 variant obřívání v 87 provedeních.

obřívání XTi
opracování titanu



BUSCH	S423 XTi	S426 XTi	S426 XTi	S428 XTi	S433 XTi	S433 XTi
ISO Ø	014	014	023	012	014	023


obřívání FXK
opracování keramiky a kompozit



BUSCH	S426 FXK	S428 FXK	S428 FXK
ISO Ø	014	012	023




střední obřívání X
opracování kovové slitiny, sádky a umělé hmoty




BUSCH	S421X	S421X	S422X	S422X	S423X	S423X	S426X	S426X	S427X	S428X	S430X	S431X	S431X	S433X	S433X
ISO Ø	014	023	014	023	014	023	014	023	023	023	023	014	023	014	023

jemné obřívání FX
jemné opracování kovové slitiny, sádky a umělé hmoty



BUSCH	S420 FX	S420 FX	S421 FX	S421 FX	S421 FX	S422 FX	S422 FX	S423 FX	S423 FX	S426 FX	S426 FX	S427 FX	S428 FX	S430 FX	S431 FX	S431 FX	S433 FX	S433 FX
ISO Ø	014	018	010	014	023	014	023	014	023	014	023	023	012	023	014	023	014	023

velmi jemné obřívání FFX
nejjemnější opracování kovové slitiny, keramiky a kompozit



BUSCH	S420 FFX	S422 FFX	S423 FFX	S423 FFX	S426 FFX	S427 FFX	S428 FFX	S433 FFX	S433 FFX
ISO Ø	018	023	014	023	023	023	023	014	023

obřívání MQS
opracování měkkých umělých hmot/dláh



BUSCH	S423 MQS	S427 MQS
ISO Ø	014	023

COOL DIAMANT

Brilantní řez bez vibrací.

Při dentálních zákrocích je pro pacienta žádoucí, aby preparace byla bez vibrací (klidný chod) a taky šetrná pro zubní dřev (nepřehřívá se). Cool Diamant borsek od Busch je vyroben z mnoha brusných kosočtvercových ploch, které jsou seřazeny diagonálně a podporují proces broušení až 7x za otáčku, což podporuje odvod zbroušené substance, který zase podporuje snížení teploty a zároveň brilantní a lehké broušení bez vibrací. Dalšími výhodami je vysoce výkonné broušení a díky kvalitnímu diamantovému povlaku s pancéřovou vrstvou v nízkých kanálech také dlouhá životnost. Převahu Cool Diamantu doložilo vědecké zkoumání na univerzitě v Innsbrucku. Více než 94 možných variant zaručí u všech běžných zákroků, aby měl uživatel nejvhodnější nástroj. Kromě Cool Diamant brousek se středně velkým zrněním existuje také jemnější a hrubší zrnění. Originální Cool Diamant brusky jsou zlaté.

hrubé CD..G



BUSCH	CD03	CD06	CD06	CD06	CD06	CD18	CD18	CD18	CD19	CD19	CD19	CD09	CD12	CD12	CD21	CD21
ISO Ø	012	014	016	018	023	012	014	016	014	016	018	012	016	018	010	012
hrubé CD..G						N!			N!						N!	N!
mediano CD..																

střední CD..



BUSCH	CD21	CD24	CD24	CD24	CD25	CD25	CD25	CD63	CD66	CD66	CD66	CD69	CD69	CD69	CD72	CD72
ISO Ø	014	012	014	016	012	014	016	010	010	012	014	012	014	016	012	014
hrubé CD..G	N!	N!	N!		N!	N!								N!		
střední CD..																
jemné CD.. F																

jemné CD.. F



BUSCH	CD72	CD78	CD27	CD27	CD30	CD30	CD30	CD33	CD33	CD34	CD34	CD36	CD36	CD36	CD37	CD37
ISO Ø	016	016	010	012	010	012	014	012	014	012	014	014	016	018	014	016
hrubé CD..G	N!	N!	N!			N!	N!		N!	N!	N!					
střední CD..																
jemné CD.. F																

hrubé CD..G



BUSCH	CD39	CD39	CD39	CD42	CD42	CD42	CD45	CD48	CD51	CD51	CD54	CD55
ISO Ø	014	016	018	014	016	018	014	016	016	018	014	014
hrubé CD..G		N!			N!	N!		N!		N!		N!
střední CD..												
jemné CD.. F												

střední CD..



BUSCH	CD55	CD55	CD57	C57	CD60	CD60	CD60	CD61	CD61	CD80	CD80	CD15
ISO Ø	016	018	012	016	012	014	016	012	016	016	023	016
hrubé CD..G	N!							N!			N!	
střední CD..												
jemné CD.. F												

- FG-úchyt, hrubé zrnění, zelený proužek
- FG-úchyt, střední zrnění, bez proužku
- FG-úchyt, jemné zrnění, červený proužek

N! = Nové

Rozřezávač korunek



Účelné zpracování různých konstrukčních materiálů spojené s rozřezáváním korunek a můstků si žádá vysoké požadavky na materiál a také obřívnutí rotačních nástrojů. K tomuto účelu existuje již velký výběr osvědčených rozřezávačů korunek. Naše nové diamantové břity zajišťují díky univerzálnímu použití mimořádně tichý chod, bezpečnou práci kombinovanou s obdivuhodnou rychlostí řezu a minimální přitlačnou silou. Tyto nástroje jsou vhodné k rozřezávání nejtvrděších kovových slitin a vyznačují se dlouhou životností. Pro individuální požadavky máme pro uživatele k dispozici 3 různé délky v provedení válcovitém/cylindrickém a kuželovitém/konickém.

s křížovým břitem

	21RX	23RX		
BUSCH	21RX	21RX	23RX	23RX
ISO Ø	010	012	010	012
L mm	5,6	5,6	5,6	5,6

s jemným příčným břitem

	34	36R	38R	
BUSCH	34	36R	38R	
ISO Ø	010	012	010	012
L mm	2,0	2,0	4,0	4,5

balení

krátká pracovní část

středně dlouhá pracovní část

dlouhá pracovní část

	34D	36RD	38RD	36RDL	38RDL	
BUSCH	34D	36RD	38RD	36RDL	38RDL	
ISO Ø	010	012	010	012	010	012
L mm	2,0	2,0	4,0	4,5	5,6	5,6

balení

ZIRAMANT

6880Z a 6855Z pro korunky ze zirkonoxidu

	6880Z	6855Z
BUSCH	6880Z	6855Z
ISO Ø	014	014
L mm	6,0	6,0

balení

1SXM Exkavační kulička



Cílem moderní stomatologie je co největší zachování zdravé zubní struktury při menších postiženích zubním kazem. To si vyžaduje nástroje, které šetrně a příjemně pro pacienta podporují pracovní postupy. Kulovitý vrták z nejkvalitnějšího tvrdokovu 1SXM je takovýmto nástrojem. Na jedné straně se používá kulovitý vrták se speciální geometrií břítů, který umožňuje uživateli práci v ústní dutině bez vibrací a tím je preparace pacientovi příjemná a rychlá, na druhé straně poskytuje štíhlá konstrukce krčku lepší přehled v kavitě. Tak může být při nejmenším možném otevření kavity a volném výhledu do exkavační oblasti kariézní dentin selektivně a jemně odstraněn. Kromě výborného přehledu v kavitě umožňuje štíhlý krček také lepší přívod chladicí tekutiny a rychlejší odvádění odvrtné substance. Další novinkou je kromě standartního provedení RA (kolénko o délce 22mm), provedení RA-Ig (prodloužené kolénko o délce 26mm) v pěti velikostech ISO, které umožňují přehlednější dostupnost do hlubších oblastí.

- Plynulá exkavace bez vibrací s jasným cílem, navzdory minimálnímu přístupu k exkavaci
- Úzký krček - lepší přehled v kavitě
- Jednoduché balení

	1SXM	1SXM	1SXM	1SXM	1SXM	1SXM	1SXM	1SXM
BUSCH	1SXM	1SXM	1SXM	1SXM	1SXM	1SXM	1SXM	1SXM
ISO Ø W/RA	010	012	014	016	018	021	023	027
ISO Ø W-Ig/RA-Ig	010*		014*		018*		023*	027*


* balení

STERI-SAFEwave

Nový Steri-Safe Wave stojan na vrtáky 5773 překvapí inovativními bezpečnými a hygienickými výhodami.


- ověřená a dokumentovatelná schopnost čištění
- souběžné uložení všech standartních nástrojů FG-14x a RA-12x
- volná konstrukce pro optimální manipulaci
- precizní, pohyblivý a uzamykatelný bezpečnostní kryt
- lehká manipulace s protiskluzovou úpravou
- stabilní konstrukce
- možnost barevného kódování
- kromě toho lze stojan dezinfikovat a sterilizovat

autoklavovatelné při 134°
Odolné vůči thermo dezinfekčním prostředkům
sterilizace teplým vzduchem při 180°
Odolný vůči ultrazvuku
sterilizace chemií



balení

- 5773-01 STERI-SAFEwave silikonové pásky červené
- 5773-02 STERI-SAFEwave silikonové pásky žluté
- 5773-03 STERI-SAFEwave silikonové pásky zelené
- 5773-04 STERI-SAFEwave silikonové pásky modré
- 5773-05 STERI-SAFEwave silikonové pásky černé



balení

Náhradní silikonové pásky (kód barvy FC)

- Art.-Nr.: FC 01 Červený
- Art.-Nr.: FC 02 Žlutý
- Art.-Nr.: FC 03 Zelený
- Art.-Nr.: FC 04 Modrý
- Art.-Nr.: FC 05 Černý